

Vollständige Digitale Stand-Alone-Lösungen

Euromex bietet komplette Stand-Alone-Kamerasysteme mit HD-Kameras an, die für jedes Euromex-Mikroskop geeignet sind. Die Lösung enthält einen 11,6-Zoll-LCD-Bildschirm (der direkt an eine HD-Kamera angeschlossen ist) und bietet Ihnen die Möglichkeit, Bilder, Videos, Live-Ansicht, Messungen und viele andere Optionen ohne den Einsatz eines Personalcomputers zu machen! Schließen Sie einfach die USB-Maus an Ihre HD-Kamera an und beginnen Sie mit der Nutzung des Systems



● Die Bildschirme können leicht gekippt werden

VC.3020-HDS

wHD-Mini-Kamera, hochauflösende 1,2 MP-Hochgeschwindigkeitsfarbkamera mit eingebautem 11,6-Zoll-HD-Bildschirm, 1280 x 720p, Standalone-Nutzung mit Standard 16 GB SD-Karte, HDMI-Ausgang. Mit integrierter Mausgesteuerter Capture-Software. Man kann es nur im Standalone-Modus verwenden werden. Wird mit 0,37x-Objektiv geliefert



VC.3036-HDS

HD-Ultra-Kamera, Farbe HD High-Definition-Hochgeschwindigkeitskamera 1080p mit integriertem HD-Bildschirm. 36-Bit-Farbwiedergabe, 1/2,8-Zoll-Sony-6-MP-Sensor, 16 GB Standard-SD-Karte, HDMI- und USB-2-Ausgang mit integrierter Mausgesteuerter Capture-Software. Man kann es im Standalone-Modus oder mit einem Computer verwenden und wird mit der



ImageFocus Plus-Software geliefert. Wird mit 0,37x-Objektiv geliefert

VC.3031-HDS

HD-Lite-Kamera, Farbe HD High Definition 5 MP-Hochgeschwindigkeitskamera 1080p mit HD-Bildschirm. 24-Bit-Farbwiedergabe, 8 MB Standard-SD-Karte, HDMI- und USB-2-Ausgang mit integrierter Mausgesteuerter Capture-Software. Man kann es im Standalone-Modus oder mit einem Computer verwenden und wird mit der ImageFocus Plus-Software geliefert. Wird mit 0,45x-Objektiv geliefert



VC.3038-HDS

HD-Pro-Kamera, hochauflösende 2,0 MP-Hochgeschwindigkeitsfarbkamera 1080p mit integriertem 11,6-Zoll-HD-Bildschirm. 24-Bit-Farbwiedergabe, 1/2,8-Zoll-Sony-Sensor, 16 GB Standard-SD-Karte, HDMI- und USB-2-Ausgang mit integrierter Capture-Software. Man kann es im Standalone-Modus oder mit einem Computer verwenden und wird mit der ImageFocus Alpha-Software geliefert. Wird mit 0,37x-Objektiv geliefert



VC.3034-HDS

HD-Autofokus, Farb HD High-Definition-Hochgeschwindigkeitskamera 1080p, 16-Bit-Grauwiedergabe, 36-Bit-Farbwiedergabe, 1/1,9-Zoll-Sony-Sensor, 16 GB Standard-SD-Karte, HDMI-Ausgang mit integrierter Mausgesteuerter Capture-Software. Man kann es nur im Standalone-Modus verwenden werden. Wird mit 0,50x-Objektiv geliefert



VC.3040-HDS

UHD-4K-Kamera, hochauflösende 8,0 MP-Hochgeschwindigkeitskamera in Farbe, 4K Ultra HD mit integriertem 11,6-Zoll-HD-Bildschirm. 36-Bit-Farbwiedergabe, 1/1,8-Zoll Sony 4K-Sensor, 16 GB Standard-SD-Karte, HDMI, Ethernet, Wifi und USB-3-Ausgang mit integrierter Mausgesteuerter Capture-Software. Man Kann es im Stand-Alone-Modus oder mit einem Computer oder Tablet verwenden und wird mit der ImageFocus Alpha-Software geliefert. Wird mit 0,5x-Objektiv geliefert

