

## Solución digital completa e independiente

Euromex ofrece sistemas completos de cámara independientes con cámaras HD que son adecuados para cada microscopio Euromex. La solución contiene una pantalla LCD de 11.6" (que está directamente conectada a una cámara HD) y le ofrece la opción de tomar fotos, hacer videos, ver en vivo, medir y muchas otras opciones sin el uso de un ordenador. Simplemente conecte el Ratón USB a su cámara HD y comience a usar el sistema



● Las pantallas se pueden inclinar ligeramente

### VC.3020-HDS

Cámara HD-Mini, cámara color de alta definición HD 1.2 Mp de alta velocidad con pantalla HD incorporada de 11.6", 1280 x 720p, uso independiente con tarjeta SD estándar de 16 GB, salida HDMI. Con software de captura integrado con mouse



### VC.3036-HDS

Cámara HD-Ultra, cámara color de alta definición 1080p HD 6 MP de alta velocidad con pantalla HD incorporada de 11,6". Reproducción de color de 36 bits, sensor Sony de 1 / 2.8 pulgadas, tarjeta SD estándar de 16 GB, salida HDMI y USB-2 con software de captura incorporado. Se puede usar de forma independiente o con un ordenador y se suministra con el software ImageFocus Plus. Se suministra con un objetivo de 0.37x



### VC.3031-HDS

Cámara HD-Lite, cámara color de alta definición 1080p HD 5 MP de alta velocidad con pantalla HD. Reproducción de color de 24 bits, tarjeta SD estándar de 8 GB, salida HDMI y USB-2 Con software de captura integrado con mouse. Se puede usar de forma independiente o con un ordenador y se suministra con el software ImageFocus Plus. Suministrado con objetivo 0.45x



### VC.3038-HDS

Cámara HD-Pro, cámara color de alta definición 1080p HD 2.0 MP de alta velocidad con pantalla HD incorporada de 11.6 ". Reproducción de color de 24 bits, sensor Sony de 1 / 2.8 pulgadas, tarjeta SD estándar de 16 GB, salida HDMI y USB-2 con salida incorporada software de captura. Se puede utilizar en modo independiente o con un ordenador y se suministra con el software ImageFocus Alpha. Viene con un objetivo de 0.37x



### VC.3034-HDS

Cámara HD-Autofocus, cámara color de alta definición 1080p HD de alta velocidad con pantalla HD incorporada de 11,6". Reproducción de gris de 16 bits, reproducción de color de 36 bit, sensor Sony de 1 / 1.9 pulgadas, tarjeta SD estándar de 16 GB, salida HDMI con software de captura incorporado. Solo se puede usar de forma independiente. Suministrado con objetivo 0.50x



### VC.3040-HDS

Cámara UHD-4K, cámara color alta definición 4K ultra HD 8.0 MP de alta velocidad con pantalla HD incorporada de 11.6 ". Reproducción de color de 36 bits, sensor Sony 4K de 1 / 1.8 pulgadas, tarjeta SD estándar de 16 GB, salidas HDMI, Ethernet, wifi y USB-3 con software de captura incorporado. Se puede utilizar en modo independiente o con un ordenador o tablet y se suministra con el software ImageFocus Alpha. Viene con un objetivo 0,5x

