

Solution numérique autonome complète

Euromex propose des systèmes de caméra autonomes complets avec des caméras HD qui conviennent à chaque microscope Euromex. La solution contient un écran LCD 11,6" (qui est directement connecté à une caméra HD) et vous offre la possibilité de prendre des photos, de faire des vidéos, de visualiser en direct, de mesurer et de nombreuses autres options sans utiliser d'ordinateur personnel! Connectez simplement la souris USB à votre caméra HD et commencez à utiliser le système



● Les écrans peuvent être légèrement inclinés

VC.3020-HDS

Mini caméra HD, caméra HD couleur haute définition 1,2 MP grande vitesse avec écran HD intégré de 11,6", 1280 x 720p, utilisation autonome avec carte SD standard de 16 Go, sortie HDMI. Avec logiciel de capture intégré piloté par souris



VC.3036-HDS

Caméra HD-Ultra, caméra HD couleur à grande vitesse et haute définition 1080p avec écran HD intégré. Rendu des couleurs de 36 bits, capteur Sony 1 / 2,8 pouces 6 MP, carte SD standard de 16 Go, sortie HDMI et USB-2 avec logiciel de capture intégré piloté par souris. Peut être utilisé seul ou avec ordinateur. Fourni avec le logiciel ImageFocus Plus. Livré avec adaptateur objectif 0,37x



VC.3031-HDS

Caméra HD-Lite, caméra couleur HD haute définition 5,0 MP grande vitesse 1080p avec écran HD intégré de 11,6". Rendu des couleurs 24 bits, carte SD standard de 8 Go, sortie HDMI et USB-2 avec logiciel de capture intégré piloté par souris. Peut être utilisé en mode autonome ou avec ordinateur, fourni avec le logiciel ImageFocus Plus. Livré avec un adaptateur objectif de 0,45x



VC.3038-HDS

Caméra HD-Pro, caméra HD couleur haute définition 2.0 MP et grande vitesse 1080p avec écran HD intégré de 11,6". Rendu des couleurs de 24 bits, capteur Sony 1 / 2,8 pouces, carte SD standard de 16 Go, sortie HDMI et USB-2 avec sortie intégrée, logiciel de capture intégré piloté par souris. Peut être utilisé en mode autonome ou avec ordinateur. Fourni avec le logiciel ImageFocus Alpha. Livré avec adaptateur objectif 0,37x



VC.3034-HDS

Caméra HD-Autofocus, caméra HD couleur haute définition 1080p, rendu de gris de 16 bits, rendu de couleur de 36 bits, capteur Sony 1 / 1,9 pouces, carte SD standard de 16 Go, sortie HDMI avec logiciel de capture intégré piloté par souris. Ne peut être utilisé qu'en mode autonome. Livré avec adaptateur objectif 0,50x



VC.3040-HDS

Caméra UHD-4K, caméra couleur HD haute définition 8.0 MP et grande vitesse 4K ultra HD avec écran HD intégré de 11,6". Rendu des couleurs de 36 bits, capteur Sony 4K 1 / 1,8 pouces, carte SD standard de 16 Go, HDMI, Ethernet, wifi et sortie USB-3, logiciel de capture intégré piloté par souris. Peut être utilisé en mode autonome ou avec ordinateur ou une tablette. Fourni avec le logiciel ImageFocus Alpha. Livré avec adaptateur objectif 0,5x

