

La completa soluzione digitale indipendente

Euromex offre sistemi digitali stand-alone completi con fotocamere HD che sono adatte per ogni microscopio Euromex. La soluzione contiene uno schermo LCD da 11,6" (che è collegato direttamente a una fotocamera HD) e ti offre la possibilità di scattare foto, realizzare video, live view, effettuare misurazioni e molte altre opzioni senza l'uso di un personal computer! Basta collegare il mouse USB alla tua fotocamera HD e sei pronto!



● Gli schermi possono essere leggermente inclinati

VC.3020-HDS

Fotocamera HD-Mini, fotocamera ad alta velocità da 1,2 MP ad alta definizione a colori con schermo HD da 11,6" incorporato, 1280 x 720p, utilizzo indipendente con scheda SD standard da 16 GB, uscita HDMI. Con software di acquisizione controllato dal mouse. Può essere utilizzata solo in modalità stand-alone



VC.3036-HDS

Fotocamera HD-Ultra, fotocamera HD a colori ad alta velocità ad alta definizione 1080p con schermo HD incorporato. Resa cromatica a 36 bit, sensore Sony da 6 MP da 1/2,8 pollici, scheda SD standard da 16 GB, uscita HDMI e USB-2 con software di acquisizione controllato dal mouse.

Può essere utilizzata da sola o con un computer. Fornita con il software ImageFocus Plus e con obiettivo 0,37x



VC.3031-HDS

Fotocamera HD-Lite, fotocamera a colori HD ad alta definizione da 5 MP ad alta velocità 1080p con schermo HD. Resa cromatica a 24 bit, scheda SD standard da 8 GB, uscita HDMI e USB-2 con software controllato dal mouse. Può essere utilizzata da sola o con un computer. Fornita con il software ImageFocus Plus ed obiettivo 0.45x



VC.3038-HDS

Fotocamera HD-Pro, fotocamera HD a colori da 2,0 MP ad alta definizione 1080p con schermo HD incorporato da 11,6". Rendering a colori a 24 bit, sensore Sony da 1/2,8 pollici, scheda SD standard da 16 GB, uscita HDMI e USB-2 con software di acquisizione controllato dal mouse. Può essere utilizzata da sola o con un computer. Fornita con il software ImageFocus Alpha e con obiettivo 0,37x



VC.3034-HDS

Fotocamera HD-Autofocus, fotocamera a colori HD ad alta velocità ad alta definizione 1080p, rendering grigio a 16 bit, rendering a colori a 36 bit, sensore Sony da 1/1,9 pollici, scheda SD standard da 16 GB, uscita HDMI con software di acquisizione incorporato controllato dal mouse. Può essere utilizzata solo in modalità stand-alone. Fornita con obiettivo 0,50x



VC.3040-HDS

Telecamera UHD-4K, telecamera a colori ad alta definizione da 8,0 MP ad alta velocità 4K ultra HD con schermo HD da 11,6" incorporato. Resa cromatica a 36 bit, sensore Sony 4K da 1/1,8 pollici, scheda SD standard da 16 GB, HDMI, Ethernet, wifi e uscita USB-3 con software di acquisizione integrato controllato dal mouse. Può essere utilizzata da sola o con un computer. Fornita con il software ImageFocus Alpha e con obiettivo 0,5x

